

TECHNISCHES DATENBLATT

PROCLINIC KFO-Alginat

Artikel	01593
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Mailand - Italien
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.
Beschreibung	Hochpräzises Alginat für Dental-Abformungen.
Zusammensetzung	Pulver mit Salzen der Alginsäure.
Technische Daten	Anmischzeit: 30 s Verarbeitungszeit: 1 min 15 s Mundverweilzeit: 45 s Farbe: orange Aroma: Zitrus Staubfreies Material.
Verpackung	Packung mit 453 g.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Nur für den zahnmedizinischen Gebrauch zur Herstellung von Dental-Abformungen.
Haltbarkeit	4 Jahre
Handhabung und Lagerung	Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit und übermäßiger Wärme schützen.

FICHA TÉCNICA



ALGINATO PARA ORTODONCIA PROCLINIC

REFERENCIA	01593
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alginato de alta precisión para impresiones dentales.
COMPOSICIÓN	Polvo conteniendo alginato y otras sales.
ESPECIFICACIONES	Tiempo de mezclado: 30 s Tiempo total de trabajo: 1 min 15 s Tiempo en boca: 45 s Color naranja Aroma de cítricos Libre de polvo
ENVASE	Envase con 453 g
FINALIDAD PREVISTA	Para uso por profesionales dentales de la ortodoncia para obtener impresiones dentales.
VIDA ÚTIL	4 años.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC ORTHODONTIC ALGINATE**

REFERENCE	01593
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	High precision alginate for dental impressions.
COMPOSITON	Powder containing salts of alginic acid.
SPECIFICATIONS	Mixing time: 30 s Working time: 1 min 15 s Time in mouth: 45 s Colour: orange Flavour: citric Dust free material
PACKAGING	Package with 453 g
INTENDED USE	For use by dental orthodontic professionals to obtain dental impressions.
SHELF LIFE	4 years
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**ALGINATO PER ORTODONZIA PROCLINIC**

CODICE ARTICOLO	01593
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Alginate per impronte dentali di precisione.
COMPOSIZIONE	Polvere contenente sali di acido alginico.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	Tempo di miscelazione: 30 s Tempo di lavoro: 1 min 15 s Tempo di lavoro in bocca: 45 s Colore: arancione Aroma: agrumi Senza polvere
IMBALLAGGIO	453 g
DESTINAZIONE D'USO	Solo per uso da parte dei professionisti ortodontici dentali per ottenere impronte dentali.
DATA DI SCADENZA	4 anni.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.