

TECHNISCHES DATENBLATT

PROCLINIC NEW Alginat

| | |
|------------------------------------|---|
| Artikel | 01592 |
| Hersteller | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Mailand - Italien |
| Klassifizierung | Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. |
| Beschreibung | Hochpräzises Alginat für Dental-Abformungen. |
| Zusammensetzung | Pulver mit Salzen der Alginsäure. |
| Technische Daten | Anmischzeit: 30 s Verarbeitungszeit: 1 min 15 s Mundverweilzeit: 45 s Charakteristischer Geruch: Minze Farbe: rosa Staubfreies Material. |
| Verpackung | Packung mit 453 g. |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | Nur für den zahnmedizinischen Gebrauch für Dental-Abformungen. |
| Haltbarkeit | 4 Jahre |
| Handhabung und Lagerung | Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit und übermäßiger Wärme schützen. |

FICHA TÉCNICA



ALGINATO NEW PROCLINIC

| | |
|------------------------------------|--|
| REFERENCIA | 01592 |
| FABRICANTE / RESPONSABLE | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia |
| CLASIFICACIÓN | Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios. |
| DESCRIPCIÓN | Alginato de alta precisión para impresiones dentales. |
| COMPOSICIÓN | Polvo conteniendo alginato y otras sales. |
| ESPECIFICACIONES | Tiempo de mezclado: 30 s Tiempo total de trabajo: 1 min 15 s Tiempo en boca: 45 s Aroma de menta. Color rosa. Libre de polvo. |
| ENVASE | Envase con 453 g |
| FINALIDAD PREVISTA | Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales. |
| VIDA ÚTIL | 4 años. |
| ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE | Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad. |

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC NEW ALGINATE**

| | |
|--|---|
| REFERENCE | 01592 |
| MANUFACTURER | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy |
| CLASSIFICATION | Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices. |
| DESCRIPTION | High precision alginate for dental impressions. |
| COMPOSITION | Powder containing salts of alginic acid. |
| SPECIFICATIONS | Mixing time: 30 s Working time: 1 min 15 s Time in mouth: 45 s Characteristic smell: mint. Colour: pink. Dust free material. |
| PACKAGING | Package with 453 g |
| INTENDED USE | Used by dental professionals for making dental impressions. |
| SHELF LIFE | 4 years |
| HANDLING AND STORAGE CONDITIONS | Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat. |

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**ALGINATO NEW PROCLINIC**

| | |
|--------------------------------|--|
| CODICE ARTICOLO | 01592 |
| PRODOTTO DA | CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia |
| NOTE TECNICHE | Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. |
| DESCRIZIONE | Alginate per impronte dentali di precisione. |
| COMPOSIZIONE | Polvere contenente sali di acido alginico. |
| SPECIFICHE DEL PRODOTTO | Tempo di miscelazione: 30 s Tempo di lavoro: 1 min 15 s Tempo di lavoro in bocca: 45 s Aroma: Menta. Colore: rosa. Senza polvere. |
| IMBALLAGGIO | 453 g |
| DESTINAZIONE D'USO | Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali. |
| DATA DI SCADENZA | 4 anni. |
| STOCCAGGIO | Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo. |