

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNISCHES DATENBLATT	Code: TDS_010
BISSREGISTRIERMATERIAL PROCLINIC	Datum: 29. April 2016
CHL	Version: 01

Produkt	BISSREGISTRIERMATERIAL PROCLINIC	
Artikel-Nr.	15160	
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MAILAND - ITALIEN	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.	
Produktbeschreibung	Additionsvernetzendes Silikon zur Bisregistrierung Elastomer-Präzisionsmaterial, auf Basis von Polyvinylsiloxan, Cristobalit und ethoxyliertem Nonylphenol.	
Technische Daten	Basis-Farbe: Himmelblau Katalysator-Farbe: Weiß Verarbeitungszeit 30 Sek. Abbindezeit 1 Min. Gesamt-Arbeitszeit 1 Min. 30 Sek.	
Packungen	2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen	
Haltbarkeit	3 Jahre	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Durchführung von Dental-Präzisions-Bisregistrierungen.	
Sicherheitshinweise	Keine Latexhandschuhe verwenden. Die Verwendung von Latexhandschuhen kann die Additionsreaktion unterbrechen. Vor der Verarbeitung des Materials sorgfältig die Hände waschen.	
Transport und Lagerung	Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 27 °C aufbewahren. Trocken lagern.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_010
SILICONA BITE REGISTRATION MATERIAL PROC	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

PRODUCTO	SILICONA BITE REGISTRATION MATERIAL PROCLINIC	
REFERENCIA	15160	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Silicona de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita y metil hidroxil polisiloxano.	
ESPECIFICACIONES	Color Base: Celeste Color catalizador: Blanco Tiempo de trabajo 30'' Tiempo en boca 60'' Tiempo total 1'30''	
EMBALAJE	2u.x 50 ml cartuchos 12 puntas	
CADUCIDAD	3 años	
FINALIDAD	Realizar impresiones dentales de precisión.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	Code: TDS_010
BITE REGISTRATION MATERIAL PROCLINIC	Date: 29/Abr/16
CHL	Version: 01

PRODUCT	BITE REGISTRATION MATERIAL PROCLINIC	
REFERENCE	15160	
COMPANY	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASSIFICATION	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
PRODUCT DESCRIPTION	Addition Silicone for bite registration. Elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, and ethoxylated nonyl phenol.	
SPECIFICATIONS	Colour Base: Sky-blue Colour Catalyst: White Working time 30'' Setting time 60'' Total working time 1'30''	
PACKAGING	2u.x 50 ml cartridges 12 tips	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED OF USE	Perform precision dental impressions.	
SECURITY	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	