


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNISCHES DATENBLATT	Code: TDS_004
LIGHT BODY REGULAR 2 x 50 ml PROCLINIC	Datum: 29. April 2016
CHL	Version: 01

Produkt	LIGHT BODY REGULAR 2 x 50 ml PROCLINIC	
Artikel-Nr.	15153	
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MAILAND - ITALIEN	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.	
Produktbeschreibung	Additionsvernetzendes dünnfließendes Silikon-Elastomer- Präzisionsmaterial, auf Basis von Polyvinylsiloxan, Cristobalit, Quarz und ethoxyliertem Nonylphenol.	
Technische Daten	Basis-Farbe: Koralle Katalysator-Farbe: Hellgrau Verarbeitungszeit 2 Min. Abbindezeit 3 Min. 30 Sek. Gesamt-Arbeitszeit 5 Min. 30 Sek.	
Packungen	2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen, 12 Intraoral-Tips	
Haltbarkeit	3 Jahre	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Durchführung von Dental-Präzisionsabformungen.	
Sicherheitshinweise	Keine Latexhandschuhe verwenden. Die Verwendung von Latexhandschuhen kann die Additionsreaktion unterbrechen. Vor der Verarbeitung des Materials sorgfältig die Hände waschen.	
Transport und Lagerung	Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 27 °C aufbewahren. Trocken lagern.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNISCHES DATENBLATT	Code: TDS_005
LIGHT BODY FAST SET 2 x 50 ml/4 x 50 ml PROCLINIC	Datum: 29. April 2016
CHL	Version: 01

Produkt	LIGHT BODY FAST SET 2 x 50 ml/4 x 50 ml PROCLINIC	
Artikel-Nr.	15154 15155	
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MAILAND - ITALIEN	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.	
Produktbeschreibung	Dünnfließendes Silikon-Elastomer-Präzisionsmaterial, auf Basis von Polyvinylsiloxan, Cristobalit, Quarz und ethoxyliertem Nonylphenol.	
Technische Daten	Basis-Farbe: Orange Katalysator-Farbe: Hellgrau Verarbeitungszeit 1 Min. 30 Sek. Abbindezeit 2 Min. 30 Sek. Gesamt-Arbeitszeit 4 Min.	
Packungen	2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen, 12 Intraoral-Tips und 4 x 50 ml Kartuschen	
Haltbarkeit	3 Jahre	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Durchführung von Dental-Präzisionsabformungen.	
Sicherheitshinweise	Keine Latexhandschuhe verwenden. Die Verwendung von Latexhandschuhen kann die Additionsreaktion unterbrechen. Vor der Verarbeitung des Materials sorgfältig die Hände waschen.	
Transport und Lagerung	Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 27 °C aufbewahren. Trocken lagern.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNISCHES DATENBLATT	Code: TDS_006
ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC	Datum: 29. April 2016
CHL	Version: 01

Produkt	ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC	
Artikel-Nr.	15156	
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MAILAND - ITALIEN	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.	
Produktbeschreibung	Dünnfließendes Silikon-Elastomer-Präzisionsmaterial, auf Basis von Polyvinylsiloxan, Cristobalit, Quarz und ethoxyliertem Nonylphenol.	
Technische Daten	Basis-Farbe: Gelb Katalysator-Farbe: Hellgrau Verarbeitungszeit 1 Min. 30 Sek. Abbindezeit 2 Min. 30 Sek. Gesamt-Arbeitszeit 4 Min.	
Packungen	2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen, 12 Intraoral-Tips	
Haltbarkeit	3 Jahre	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Durchführung von Dental-Präzisionsabformungen.	
Sicherheitshinweise	Keine Latexhandschuhe verwenden. Die Verwendung von Latexhandschuhen kann die Additionsreaktion unterbrechen. Vor der Verarbeitung des Materials sorgfältig die Hände waschen.	
Transport und Lagerung	Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 27 °C aufbewahren. Trocken lagern.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNISCHES DATENBLATT	Code: TDS_003
REGULAR BODY REGULAR 2 x 50 ml PROCLINIC	Datum: 29. April 2016
CHL	Version: 01

Produkt	REGULAR BODY REGULAR 2 x 50 ml PROCLINIC	
Artikel-Nr.	15152	
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MAILAND - ITALIEN	
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.	
Produktbeschreibung	Mittelfließendes Silikon-Elastomer-Präzisionsmaterial, auf Basis von Polyvinylsiloxan, Cristobalit, Quarz und ethoxyliertem Nonylphenol.	
Technische Daten	Basis-Farbe: Violett Katalysator-Farbe: Hellgrau Verarbeitungszeit 2 Min. Abbindezeit 3 Min. 30 Sek. Gesamt-Arbeitszeit 5 Min. 30 Sek.	
Packungen	2 x 50 ml Kartuschen, 12 Mischkanülen, 12 Intraoral-Tips	
Haltbarkeit	3 Jahre	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Durchführung von Dental-Präzisionsabformungen	
Sicherheitshinweise	Keine Latexhandschuhe verwenden. Die Verwendung von Latexhandschuhen kann die Additionsreaktion unterbrechen. Vor der Verarbeitung des Materials sorgfältig die Hände waschen.	
Transport und Lagerung	Bei Temperaturen zwischen 5 °C und 27 °C aufbewahren. Trocken lagern.	

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_003
SILICONA REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PRO	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

PRODUCTO	SILICONA REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	
REFERENCIA	15152	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Silicona regular de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifenol etoxilado.	
ESPECIFICACIONES	Color Base: Morado Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 2' Tiempo en boca · 3'30'' Tiempo total 5'30''	
EMBALAJE	2u.x 50 ml cartuchos 12 puntas	
CADUCIDAD	3 años	
FINALIDAD	Realizar impresiones dentales de precisión.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_004
SILICONA LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROC	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

PRODUCTO	SILICONA LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	
REFERENCIA	15153	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Silicona ligera regular de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifeno etoxilado.	
ESPECIFICACIONES	Color Base: Coral Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 2' Tiempo en boca · 3'30'' Tiempo total 5'30''	
EMBALAJE	2u.x 50 ml cartuchos 12 puntas	
CADUCIDAD	3 años	
FINALIDAD	Realizar impresiones dentales de precisión.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	Code: TDS_004
LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	Date: 29/Abr/16
CHL	Version: 01

PRODUCT	LIGHT BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	
REFERENCE	15153	
COMPANY	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASSIFICATION	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
PRODUCT DESCRIPTION	Addition silicone light bodied consistency elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
SPECIFICATIONS	Colour Base: Coral Colour Catalyst: Grey light Working time 2' Setting time 3'30'' Total working time 5'30''	
PACKAGING	2u.x 50 ml cartridges 12 tips	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED OF USE	Perform precision dental impressions.	
SECURITY	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_005
SILICONA LIGHT BODY FAST SET 2x50ml/4x50ml PROC	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

PRODUCTO	SILICONA LIGHT BODY FAST SET 2x50ml y 4x50 PROCLINIC	
REFERENCIA	15154 15155	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Silicona ligera de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifenol etoxilado.	
ESPECIFICACIONES	Color Base: Naranja Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 1'30'' Tiempo en boca · 2'30'' Tiempo total 4''.	
EMBALAJE	2u.x 50 ml cartuchos y 4u.x50 ml 12 puntas en cada set	
CADUCIDAD	3 años	
FINALIDAD	Realizar impresiones dentales de precisión.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	Code: TDS_005
LIGHT BODY FAST SET 2x50ml/4x50ml PROC	Date: 29/Abr/16
CHL	Version: 01

PRODUCT	LIGHT BODY FAST SET 2x50ml/4x50ml PROC	
REFERENCE	15154 15155	
COMPANY	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASSIFICATION	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
PRODUCT DESCRIPTION	Light bodied consistency Silicone elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
SPECIFICATIONS	Colour Base: Orange Colour Catalyst: Grey light Working time 1' 30'' Setting time 2'30'' Total working time 4'	
PACKAGING	2u.x 50 ml and 4x50 ml cartridges 12 tips	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED OF USE	Perform precision dental impressions.	
SECURITY	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

FICHA TÉCNICA	Código: TDS_006
SILICONA ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROC	Fecha: 28/Abr/16
CHL	Versión: 01

PRODUCTO	SILICONA ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC	
REFERENCIA	15156	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE 1 Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Silicona ligera de material elastómero de precisión, basado en el vinilpolisiloxano, Crisobalita, cuarzo y nonlifenol etoxilado.	
ESPECIFICACIONES	Color Base: Amarillo Color catalizador: Gris Claro Tiempo de trabajo 1'30'' Tiempo en boca · 2'30'' Tiempo total 4'	
EMBALAJE	2u.x 50 ml cartuchos 12 puntas	
CADUCIDAD	3 años	
FINALIDAD	Realizar impresiones dentales de precisión.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco.	


CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	Code: TDS_006
ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC	Date: 29/Abr/16
CHL	Version: 01

PRODUCT	ULTRA LIGHT BODY FAST SET PROCLINIC	
REFERENCE	15156	
COMPANY	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASSIFICATION	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
PRODUCT DESCRIPTION	Light bodied consistency silicone elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
SPECIFICATIONS	Colour Base: Yellow Colour Catalyst: Grey light Working time 1' 30'' Setting time 2'30'' Total working time 4'	
PACKAGING	2u.x 50 ml cartridges 12 tips	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED OF USE	Perform precision dental impressions.	
SECURITY	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	

CHL MEDICAL SOLUTIONS, SRL

TECHNICAL DATA SHEET	Code: TDS_003
REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	Date: 29/Abr/16
CHL	Version: 01

PRODUCT	REGULAR BODY REGULAR 2x50ml PROCLINIC	
REFERENCE	15152	
COMPANY	CHL MEDICAL SOLUTIONS SRL VIA FELICE CAVALLOTTI, 20122 MILANO - ITALY	
CLASSIFICATION	CLASS 1 MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	
PRODUCT DESCRIPTION	Regular Silicone elastomer precision material, based on vinyl polysiloxane, cristobalite, quartz, ethoxylated nonyl phenol.	
SPECIFICATIONS	Colour Base: Purple Colour Catalyst: Grey light Working time 2' Setting time 3'30'' Total working time 5'30''	
PACKAGING	2u.x 50 ml cartridges 12 tips	
SHELF LIFE	3 years	
INTENDED OF USE	Perform precision dental impressions.	
SECURITY	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material.	
TRANSPORT AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5 ° C and 27 ° C. Store in a dry place.	