


TECHNISCHES DATENBLATT

BESTDENT ENDO-Schaumstoffscheiben		
Artikel	43630: weiß 43631: blau	
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Mailand - Italien	
Klassifizierung	Medizinprodukt der Klasse I, gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.	
Beschreibung	Endodontie-Schaumstoffscheiben zum Einmalgebrauch.	
Zusammensetzung	Schaumstoff, nicht steril	
Spezifikationen	Rund, Ø 50 mm x 8 mm, Farbe: weiß oder blau.	
Packung	Beutel mit 50 Stück	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Reinigung und Halterung von endodontischen Instrumenten.	
Sicherheitshinweise	Nur zum einmaligen Gebrauch. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.	
Handhabung und Lagerung	Kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit schützen.	
Sicherheitsdatenblatt	Nicht zutreffend	

FICHA TÉCNICA

ESPONJAS DE ENDODONCIA BESTDENT		
REFERENCIAS	43630: Color blanco 43631: Color azul	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Esponjas para endodoncia no estériles, de un solo uso.	
COMPOSICIÓN	Gomaespuma.	
ESPECIFICACIONES	Redondas, 50 mm Ø x 8 mm Color: blanco-azul	
ENVASE	50 unidades por envase	
FINALIDAD PREVISTA	Para limpiar o aguantar instrumentos de endodoncia.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Producto de un solo uso. No usar si el envase está dañado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	
SDS	No aplicable	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT ENDO SPONGES		
REFERENCES	43630: White colour 43631: Blue colour	
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
CLASSIFICATION	Medical Device Class I, according to Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.	
DESCRIPTION	Endo sponges for single use.	
COMPOSITION	Non sterile foam	
SPECIFICACIONS	Round, 50 mm Ø x 8 mm White or blue colour.	
PACKAGING	50 pieces per bag	
INTENDED USE	Cleaning and holding endodontics instruments.	
SAFETY INFORMATION	For single use only. Do not use if package is damaged.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.	
SDS	Not applicable	