Hersteller:
Bauer-Walser AG
Bunsenstraße 4-6
75210 Keltern

Vertrieb: m&k gmbh Im Camisch 49 07768 Kahla



Jenador 1P Pd-frei C€0123

Typ: hochgoldhaltige Dentalgusslegierung auf Goldbasis,

Typ 4 (extra hart), nach DIN EN ISO 22674 Zahnheilkunde

Farbe: gelb

Indikation: Inlays, Onlays : x

Kronen : x
kleine Brücken : x
Brücken jeder physiol. Spannweite : x
Fräs-, Konus-, Geschiebearbeiten : x
Modellguss : x

Klammern, Stifte, Riegelachsen :

Massenanteile: Au 72,0

(in %) Pt 3,3

Ag 13,7 Cu 10,4 Zn 0,5 Ir 0,1

Dichte: 15,6 g/cm³ Vickershärte: s - 210

HV5/30

0,2%Dehngrenze: s - 490

 $(N/mm^2)$ 

Bruchdehnung: s - 9

(%)

E-Modul in GPa: 95

Schmelzintervall: 900 °C - 940°C

Vorwärmtemp.: 700 °C Gießtemp.: 1090 °C Tiegel: Graphit

Aushärten: nicht aushärtbar

geeignete Lote: Jenalot 800

Jenalot 750

s-selbstaushärtend