

TECHNISCHES DATENBLATT

Neues BESTDENT Farbwechsel-Alginat

Artikel	25666
Hersteller	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Mailand - Italien
Klassifizierung	Medizinprodukt Klasse I, gemäß der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.
Beschreibung	Hochpräzises Alginat für Dental-Abformungen mit Farbwechsel-Phasen-Anzeige.
Zusammensetzung	Pulver mit Natriumsalzen und anderen Salzen der Alginsäure.
Technische Daten	Schnellabbindend: Abbindezeit 2 min bei 23°C. Drei Farbwechsel-Phasen. Hellblaue Farbe. Aroma: Vanille-Minze. Staubfreies Material.
Verpackung	Packung mit 453 g Pulver.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Nur für den zahnmedizinischen Gebrauch. Das neue Farbwechsel-Alginat BESTDENT Cromatico Fast wird für Dental-Abformungen verwendet.
Haltbarkeit	6 Jahre
Handhabung und Lagerung	Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit und übermäßiger Wärme schützen.

FICHA TÉCNICA**ALGINATO NEW CROMÁTICO BESTDENT**

REFERENCIA	25666
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alginato de alta precisión para impresiones dentales con indicación cromática de fase.
COMPOSICIÓN	Polvo conteniendo alginato de sodio y otras sales.
ESPECIFICACIONES	Tiempo de trabajo: 2 min a 23°C. Tres etapas de cambio de color. Color azul claro. Aroma de menta-vainilla. Libre de polvo.
ENVASE	Envase con 453 g de polvo.
FINALIDAD PREVISTA	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.
VIDA ÚTIL	6 años.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**BESTDENT NEW CHROMATIC ALGINATE**

REFERENCE	25666
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	High precision alginate for dental impressions with chromatic phase indication.
COMPOSITON	Powder containing sodium and other salts of alginic acid.
SPECIFICATIONS	Fast setting time: 2 min a 23°C. Three colour changing stages. Light blue colour. Aroma: vanilla-mint. Dust free material.
PACKAGING	Package with 453 g of powder.
INTENDED USE	For dental professional use only. Alginate New Cromatico Fast is used for making dental impressions.
SHELF LIFE	6 years
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**ALGINATO NEW CROMÁTICO BESTDENT**

CODICE ARTICOLO	25666
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Alginato con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione.
COMPOSIZIONE	Polvere contenente sodio e altri sali di acido alginico.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	Tempo di presa: 2 min a 23°C. Tre fasi di cambio colore. Colore: azzurro. Aroma: Vaniglia Menta. Fuori polvere.
IMBALLAGGIO	453 g di polvere.
DESTINAZIONE D'USO	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.
DATA DI SCADENZA	6 anni.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.